


Цилиндры мерные, класс точности А

Цилиндры мерные высокие, с полиэтиленовым основанием, соответствуют DIN 12680, коричневая градуировка, нейтральное стекло.




Артикул	Объем, мл	Погрешность, ± мл	Цена деления, мл	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
63 321 322	10	0,10	0,2	170	95
63 321 323	25	0,25	0,5	175	98
63 321 324	50	0,50	1,0	193	110
63 321 325	100	0,50	1,0	238	135
63 321 326	250	1,00	2,0	390	220
63 321 327	500	2,50	5,0	728	410
63 321 328	1000	5,00	10,0	1223	690
63 321 329	2000	10,00	20,0	2260	1250

Цилиндры мерные с полиэтиленовой пробкой, класс точности А

Цилиндры мерные, с полиэтиленовой пробкой и полиэтиленовым основанием, соответствуют DIN 12685, коричневая градуировка, нейтральное стекло.

Артикул	Объем, мл	Погрешность, ± мл	Цена деления, мл	Шлиф, мм	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
63 322 812	10	0,10	0,2	10/19	425	295
63 322 813	25	0,25	0,5	14/23	462	305
63 322 814	50	0,50	1,0	19/26	527	330
63 322 815	100	0,50	1,0	24/29	605	352
63 322 816	250	1,00	2,0	29/32	814	450
63 322 818	500	2,50	5,0	34/35	1080	599
63 322 819	1000	5,00	10,0	45/40	1722	950
63 322 820	2000	10,00	20,0	45/40	3126	1720



Мерная лабораторная посуда и принадлежности,
компании **LMS**

изготовленные из высококачественного стекла,
обеспечат точность и надежность Ваших исследований и анализов.

Торопитесь!
Предложение ограничено



МиниМед

241520, Россия, г. Брянск, Супонево, ул. Шосейная, 17 а
(4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-54
www.minimed.ru

поставщик лабораторий

Внимание: уважаемые коллеги, рады сообщить вам, что наша компания снизила цены на лабораторную посуду и приборы из стекла производства компании **LMS (Германия)**

Автоматические бюретки Шиллинга, класс точности В

Автоматические бюретки Шиллинга с синей полосой Шеллбаха, укомплектованы бутылкой и держателем, синяя градуировка.



Артикул	Вместимость, мл	Погрешность, ± мл	Цена деления, мл	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 046 402	10	0,03	0,05	4563	2500
61 046 403	25	0,05	0,10	4466	2500
61 046 404	50	0,08	0,10	4650	2500

Бутирометры

Бутирометры Гербера для молока, выверенные, соответствуют DIN 12836, боросиликатное стекло. Бутирометры Кехлера для сливок, выверенные, боросиликатное стекло.

Артикул	Тип, %	Предел измерения содержания жира, ± %	Цена деления, % жира	Погрешность, ± % жира	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 751 173 бутирометр для молока 1	6	0 6	0,10	0,050	597	350
61 751 282 бутирометр для сливок 2	40	0 40	0,5	0,25	911	510





Бюретки с боковым краном, класс точности В


Бюретки с боковым стеклянным краном, класс точности В соответствуют DIN 12700, синяя градуировка, боросиликатное стекло.

Артикул	Вместимость, мл	Погрешность, ± мл	Цена деления, мл	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 346 102	10	0,05	0,05	1407	780
61 346 104	25	0,05	0,05	1413	780
61 346 105	50	0,10	0,10	1463	810
61 346 106	100	0,15	0,20	1517	840

Воронки делительные Сквибба, грушевидные

Воронки делительные Сквибба, грушевидные, со стеклянным краном и полиэтиленовой пробкой, градуированные, боросиликатное стекло.


Артикул	Вместимость, мл	Длина сливной трубки, мм	Шлиф, мм	Выходное отверстие крана, мм	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 165 101	50	60	19/26	1,5 - 2,5	1411	980
61 165 102	100	60	19/26	1,5 - 2,5	1551	1100



Воронки делительные, цилиндрические

Воронки делительные, цилиндрические, со стеклянным краном и полиэтиленовой пробкой, градуированные, боросиликатное стекло.


Артикул	Вместимость, мл	Длина сливной трубки, мм	Шлиф, мм	Выходное отверстие крана, мм	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 165 511	50	210	19/26	1,5 - 2,5	1740	960
61 165 512	100	210	19/26	1,5 - 2,5	1790	990



Колбы мерные, класс точности А

Колбы мерные, соответствуют DIN 12664, синяя градуировка, боросиликатное стекло.


Артикул	Объем, мл	Погрешность, ± мл	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 319 727	500	0,250	591	330



Микробюретки Банга с боковым краном, класс точности В

Микробюретки Банга с боковым стеклянным краном, соответствуют DIN 12700, синяя градуировка, боросиликатное стекло.

Артикул	Вместимость, мл	Погрешность, ± мл	Цена деления, мл	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
61 342 113	2	0,02	0,02	3277	2200
61 342 114	5	0,02	0,01	3504	2570
61 342 116	10	0,03	0,02	3700	2750



Пипетки градуированные, класс точности АS

Пипетки градуированные, соответствуют DIN 12695/12697, синяя градуировка, нейтральное стекло.

Артикул	Вместимость, мл	Погрешность, ± мл	Цена деления, мл	Уп., шт.	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
63 336 111	0,1	0,001	0,001	10	126	75
63 336 112	0,2	0,002	0,002	10	126	75
63 336 113	0,5	0,005	0,010	10	126	75
63 336 114	1	0,006	0,010	10	89	55
63 336 115	2	0,010	0,020	10	89	55
63 336 120	25	0,100	0,100	10	180	105

